


# CRIOBC

GAMME CRYOGÉNIE

## MANIPULATIONS CRYOGÉNIQUES

- Manipulations cryogéniques en industrie, pharmacie, chimie, laboratoire
- Nettoyage industriel par cryogénie



AET N°0072/011/162/07/19/0269 (IFTH LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

## TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

## COMPOSITION

Paume & dos Cuir fleur de bovin hydrofuge  
 Membrane Porelle®  
 Doublure Molleton laine/coton et feutre ISO AIR

## ENTRETIEN



## CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



### Résistance au froid cryogénique


Composition résistante aux projections accidentelles de liquides cryogéniques jusqu'à -196° C

CUIR TANNÉ EN FRANCE



### Résistance à la chaleur

Isolation thermique : 250°C pendant 15 secondes minimum



# CRYO

