


# CRIO

GAMME CRYOGÉNIÉ

## MANIPULATIONS CRYOGÉNIQUES

- Manipulations cryogéniques en industrie, pharmacie, chimie, laboratoire
- Nettoyage industriel par cryogénie



AET N°0072/011/162/07/19/0268 (IFTH LYON)

Conformité à l'immersion dans l'azote liquide (méthode IFTH MR 019)

**NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)**  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

**TAILLES**



**COMPOSITION**

**Paume et dos** Fleur de bovin hydrofuge  
**Manchette** Cuir croûte de bovin  
**Membrane** Porelle®  
**Doublure** Molleton laine/coton et feutre ISO AIR  
**Longueur totale** 40 cm

**ENTRETIEN**



**CONDITIONNEMENT**

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



**Résistance au froid cryogénique**

Composition résistante aux projections d'azote liquide à -196° C



Bride ajustable



**Longévité optimisée**

Renfort sur zone d'usure



**Imperméabilité**

Le cuir hydrofuge ne durcit pas après séchage



Longueur manchette 15 cm

**CRYO**

